



D Free L'avis des soignants

Moins de pantalons mouillés !


Ce n'est pas toujours facile d'inciter les résidents pour qu'ils se rendent aux toilettes. Parfois, il est nécessaire de leur changer de vêtements et de literie juste après les avoir emmenés aux toilettes.



Puisque DFree me fait savoir quand l'utilisateur doit aller aux toilettes, j'ai plus de temps à consacrer à des soins autres que les soins de toilette.

Être capable de se rendre aux toilettes au bon moment !



M. A semble inquiet de mouiller son pantalon. Je peux aider !



Bien que je ne sois pas familier avec les appareils connectés, les applications sont faciles à utiliser et je peux voir les passages aux toilettes des utilisateurs qui m'aident à améliorer mes soins.

Moins de problèmes, plus de sourires !

C'est difficile quand les personnes âgées ont du mal à exprimer leurs sentiments, surtout quand il s'agit d'aller aux toilettes.



Je peux avertir les utilisateurs avant qu'ils me le demandent. C'est moins de stress pour le résident et pour moi.

Spécification

	Taille (mm)	Poids (g)	Batterie	
Cors principal	L83× l80× h33	73	Accessoire Chargeur (AC100V-240V / 50-60Hz / 0.5A)	24 heures maximum (4 heures nécessaires pour une recharge complète)
Capteur	L62× l34× h12	18		

Informations

Mars 2018	Prix international SilverEco® et Aging Well
Février 2018	Startup la plus innovante, Pitch Innovation d'AgeingFit
Mars 2017	Grand Prix "Japan Healthcare Business Contest 2017" par MRT Certifié pour la norme d'innovation Kawasaki par ville de Kawasaki
Janvier 2017	3ème place à Forbes JAPON "NEXT RISING STAR AWARD"



Société TRIPLE W EUROPE

54 Rue Moliere, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Service client Triple W :
<https://dfree.biz/fr> euro@www-biz.co
+33 1 76 28 41 96

Notre mission

Donner aux personnes incontinentes les moyens de vivre sans soucis.

DFree peut venir en aide à des millions de personnes âgées et handicapées qui tous les jours, souffrent de l'incontinence. Nous croyons qu'avoir le contrôle de vos sens est la clé de l'indépendance afin de vivre pleinement votre vie.



L'appareil connecté qui avertit du meilleur moment pour se rendre aux toilettes



D Free Utilisation en structures médicalisées

Fonction

Avertit du meilleur moment pour se rendre aux toilettes

➤ Favorise l'autonomie en allant aux toilettes au bon moment

avant



après

Plusieurs facteurs peuvent empêcher d'aller aux toilettes au bon moment, particulièrement pour les personnes âgées.


J'ai des soucis d'incontinence. Je ne maîtrise plus ma vessie et je ne sors plus par peur de fuites urinaires. J'ai perdu confiance en moi.



Je gère au quotidien des situations lourdes d'incontinence. Mon défi est d'arriver à concilier la qualité de mes soins tout en préservant la vie sociale de mes résidents.




DFree accompagne les aidants en réduisant les tâches lourdes liées à l'incontinence urinaire et les résidents en restaurant leur dignité et en maintenant leur autonomie.




D Free Comment ça marche

DFree détecte les mouvements de la vessie et prédit le moment de la miction. Lors de l'utilisation de DFree, disposez le capteur 2 cm au-dessus du pubis.



1 Utilisation d'ultrasons non intrusifs

DFree utilise un capteur à ultrason inoffensif et non invasif.



2 Mode de réglage facile à prendre en main



Une fois placée au bon endroit, la lumière LED changera de couleur vous aidant à facilement placer le capteur.

3 Compatibles avec les appareils connectés

DFree vous avertit via des notifications sur vos appareils connectés lorsqu'il est recommandé de se rendre aux toilettes.



D Free Application



1 Diverses fonctions des notifications

DFree a été conçu de manière à optimiser l'ensemble du processus des soins de continence. À l'aide d'une application mobile, le personnel soignant peut facilement suivre les données et adapter son comportement aux soins.

2 Affiche le moment de la miction

En affichant les données par le biais d'un graphique, l'application DFree permet aux utilisateurs de comprendre le débit et la fréquence de leur miction.

3 Enregistre les soins de toilette

Vous pouvez enregistrer l'heure de vos passages aux toilettes ainsi que les soins reçus comme les changements de protections.

D Free Bilan & Résultats

Soutient l'indépendance

1 En utilisant DFree, le résident hésitant à sortir devient plus motivé pour son programme de réadaptation.

2 Maintenant que je sais que je peux me retenir deux heures avant d'aller aux toilettes, je peux sortir me promener avec ma famille sans être anxieux.

3 Avec l'aide de DFree, j'ai pu changer la couche de mon patient sans faire attendre les autres résidents trop longtemps.




Réduit les temps de soins



Réduit de 30% le temps de soin en cas de fuite et évite un déplacement inutile aux toilettes, augmente l'autonomie du résident.

Moins de protections



Utiliser DFree permet de réduire le nombre de protections. Grâce à une meilleure planification des changes et à l'amélioration de l'état mental des résidents, une économie effective est visible.

Ci-dessus, des exemples de résultats concrets dans les maisons de retraite. Le résultat sera différent selon l'établissement, les utilisateurs et les infirmiers.